

ESAME	AVVIO	CONSEGNA
TSH	lunedì - giovedì	24 h
FT3	lunedì – giovedì	24 h
FT4	lunedì -giovedì	24 h
T3 *	P.Lab.Serv.	72 h
T4 *	P.Lab.Serv.	72 h
Tireoglobulina	P.Lab.Serv.	24 h
Anti-perossidasi	Martedì – venerdì	24 h
Anti-recettori del TSH*	P.Lab.Serv.	72 h
Anti-tireoglobulina	Martedì – venerdì	24 h
Anti-microsomi	P.Lab.Serv.	24 h
Calcitonina	P.Lab.Serv.	72 h
TBG *	P.Lab.Serv.	72 h
Prolattina	Mercoledì	24 h
FSH	Mercoledì	24 h
LH	Mercoledì	24 h
17 $\beta$ estrad.	Mercoledì	24 h
Progesterone	Mercoledì	24 h
Testosterone	P.Lab.Serv.	24 h
Testosterone -free *	P.Lab.Serv.	72 h
17 OH Pg. *	P.Lab.Serv.	72 h
Delta 4 androstenedione*	P.Lab.Serv.	72 h
Cortisolo (sierico/urinario)*	P.Lab.Serv.	72 h
DHEA-S*	P.Lab.Serv.	72 h
DHEA *	P.Lab.Serv.	72 h
DHT *	P.Lab.Serv.	72 h
Estrone *	P.Lab.Serv.	72 h
SHBG *	P.Lab.Serv.	72 h
Androstenediolo *	P.Lab.Serv.	72 h
ACTH *	P.Lab.Serv.	72 h
Aldosterone* (sierico/urinario)	P.Lab.Serv.	72 h
Renina *	P.Lab.Serv.	72 h
Angiotensina I*	P.Lab.Serv.	72 h
Angiotensina II *	P.Lab.Serv.	72 h
Alfa-Fetoproteina	Lunedì	24 h
CEA	mercoledì	24 h
CA-125	mercoledì	24 h
CA-15-3	mercoledì	24 h
CA-19-9	mercoledì	24 h
CA-50 *	P.Lab.Serv.	72 h
CA-72-4 *	P.Lab.Serv.	72 h
Cyfra 21-1 *	P.Lab.Serv.	72 h
NSE *	P.Lab.Serv.	72 h
TPA *	P.Lab.Serv.	72 h
PAP	P.Lab.Serv.	24 h
PSA	lunedì	24 h
PSA-free	lunedì	24 h
Ferritina	lunedì	24 h
$\beta$ hCG	lunedì – martedì –mercoledì- giovedì - venerdì	entro 24 h
Estriolo (sierico/urinario) *	P.Lab.Serv.	72 h
HPL *	P.Lab.Serv.	72 h
Estriolo libero*	P.Lab.Serv.	72 h
Tri Test*	P.Lab.Serv.	72 h
Peptide-c (sierica/urinaria) *	P.Lab.Serv.	72 h
Insulina *	P.Lab.Serv.	72 h

ESAME	AVVIO	CONSEGNA
Anti-insulina *	P.Lab.Serv.	72 h
GH *	P.Lab.Serv.	72 h
HAV Ab IgG*	P.Lab.Serv.	72 h
HAV Ab IgM*	P.Lab.Serv.	72 h
HBsAg*	P.Lab.Serv.	72 h
HBsAb*	P.Lab.Serv.	72 h
HBsAb quantitativo*	P.Lab.Serv.	72 h
HBeAg*	P.Lab.Serv.	72 h

HBcAb*	P.Lab.Serv.	72 h
HBcAb IgM*	P.Lab.Serv.	72 h
HBcAb IgG*	P.Lab.Serv.	72 h
Anti Delta IgG*	P.Lab.Serv.	72 h
Anti virus epatite "C"*	giovedì	72 h
Gastrina *	P.Lab.Serv.	72 h
Osteocalcina *	P.Lab.Serv.	72 h
PTH *	P.Lab.Serv.	72 h
Beta 2 Microglobulina * (sierica/urinaria)	P.Lab.Serv.	72 h
Ciclosporina *	P.Lab.Serv.	72 h
Digossina *	P.Lab.Serv.	72 h
IGF1 *	P.Lab.Serv.	72 h
Teofillina *	P.Lab.Serv.	72 h
T3 Reverse *	P.Lab.Serv.	72 h
Prist (IgE totali)	P.Lab.Serv.	24 h
RAST - IgE specifiche*	P.Lab.Serv.	72 h
17 Ketosteroidi urinari*	P.Lab.Serv.	72 h
II OH urinari*	P.Lab.Serv.	72 h
Ab Chlamydia*	P.Lab.Serv.	72 h
Ab Anti Gliadin*a	P.Lab.Serv.	72 h
Ab anti Helicobacter*	P.Lab.Serv.	72 h
Ab Anti Herpes*	P.Lab.Serv.	72 h
Ab HIV1- HIV2 Screening*	P.Lab.Serv.	72 h
Ab anti Spermatozoi*	P.Lab.Serv.	72 h
Ab Anti Rosolia IgG *	giovedì	24 h
Ab Anti Rosolia IgM*	giovedì	24 h
Ab Anti Toxoplasma IgG*	giovedì	24 h
Ab Anti Toxoplasma IgM*	giovedì	24 h
Ab Anti Citomegal. IgG*	giovedì	24 h
Ab Anti Citomegal. IgM*	giovedì	24 h
Ab Anti Pertosse *	P.Lab.Serv.	72 h
Ab Cellule Apicali (APCA)*	P.Lab.Serv.	72 h
Ab Anti DNA*	P.Lab.Serv.	72 h
Ab Anti Endomisio (EMA)*	P.Lab.Serv.	72 h
Ab Anti Mitocondri (AMA)*	P.Lab.Serv.	72 h
Ab Anti muscolo liscio * (ASMA)	P.Lab.Serv.	72 h
Ab Anti Nucleo (ANA)*	P.Lab.Serv.	72 h
Ab Anti ovaio*	P.Lab.Serv.	72 h
Ab Anti Microsomi LKM*	P.Lab.Serv.	72 h
Ab Anti Surrene*	P.Lab.Serv.	72 h
Ab Anti Morbillo*	P.Lab.Serv.	7 gg
Ab Anti Neutrofili *	P.Lab.Serv.	7 gg
Ab Anti Parotite *	P.Lab.Serv.	7 gg
Ab Anti Piastrine *	P.Lab.Serv.	7 gg
Ab Anti Varicella *	P.Lab.Serv.	7 gg
Ab Anti endotelio *	P.Lab.Serv.	7 gg
Ac.Folico *	P.Lab.Serv.	7 gg
Ac.5 OH Indolacetico *	P.Lab.Serv.	7 gg

ESAME	AVVIO	CONSEGNA
Ac. Lattico *	P.Lab.Serv.	7 gg
Ac. Ossalico *	P.Lab.Serv.	7 gg
Ac. Valproico *	P.Lab.Serv.	4 gg
Ac. Vanilmandelico*	P.Lab.Serv.	72 h
Albuminuria*	P.Lab.Serv.	72 h
Aldolasi*	P.Lab.Serv.	72 h
Alfa 1- Antitripsina*	P.Lab.Serv.	7 gg
Alfa 1 – Glicoproteina*	Ogni giorno	72 h
Amilasi	ogni giorno	entro 24 h
Amilasuria	ogni giorno	entro 24 h
Ammonio	Ogni giorno	entro 24 h
AMP Ciclico *	P.Lab.Serv.	7 gg
Anti Cardiolipina *	P.Lab.Serv.	7 gg
Anti Epstein Barr *	P.Lab.Serv.	7 gg
Ab Anti Ena *	P.Lab.Serv.	72 h
(Screening/Profile)		

Ab anti Listeria*	P.Lab.Serv	7 gg
Ab Anti Micoplasma *	P.Lab.Serv	7 gg
Ab Anti Borrelia *	P.Lab.Serv	7 gg
Ab Anti Bordetella Pertus. *	P.Lab.Serv	7 gg
Ab Anti Leishmania *	P.Lab.Serv	7 gg
Ab Anti Reticolina *	P.Lab.Serv	7 gg
Ab Anti Rickettsia *	P.Lab.Serv	7 gg
Anticoagulanti Lupus *	P.Lab.Serv	7 gg
Antitrombina III	ogni giorno	72 h
Apolipoproteina A *	P.Lab.Serv	7 gg
Apolipoproteina B *	P.Lab.Serv	7 gg
Aptoglobina *	P.Lab.Serv	7 gg
Azotemia	ogni giorno	entro 24 h
Bilirubina	ogni giorno	entro 24 h
Agglutinine a freddo	ogni giorno	entro 24 h
C1 inibitore esterasi*	P.Lab.Serv	72 h
CPK	ogni giorno	entro 24 h
Calcio	ogni giorno	entro 24 h
Calcio ionizzato*	P.Lab.Serv	72 h
Cannabiodi*	P.Lab.Serv	72 h
Carbamazepina *	P.Lab.Serv	4 gg
Catecolamine urinarie *	P.Lab.Serv	7 gg
Catene leggere (K e ©)	su richiesta	7 gg
Cellule LE*	P.Lab.Serv	72 h
Ceruloplasmina *	P.Lab.Serv	7 gg
CKMB*	P.Lab.Serv	72 h
Clearance Creatinina	ogni giorno	entro 24 h
Clearance urati	ogni giorno	entro 24 h
Clearance fosfati	ogni giorno	entro 24 h
Clearance dell'urea	ogni giorno	entro 24 h
Cloro (sangue/urine)	ogni giorno	entro 24 h
Cocaina*	P.Lab.Serv	72 h
Colesterolo totale	ogni giorno	entro 24 h
Colesterolo HDL	ogni giorno	entro 24 h
Colesterolo LDL	ogni giorno	entro 24 h
Colinesterasi	ogni giorno	entro 24 h
Complementemia*	ogni giorno	48 h
Conta di Addis	ogni giorno	entro 24 h
Coproporfirine tot. *	P.Lab.Serv	7 gg
Corticosteroidi 17-OH urin.*	P.Lab.Serv	72 h

ESAME	AVVIO	CONSEGNA
Creatininemia	ogni giorno	entro 24 h
Creatinuria	ogni giorno	entro 24 h
Criglobuline qualitative	ogni giorno	24 h
Criglobuline tipizzazione	P.Lab.Serv	8 giorni
Cupremia*	P.Lab.Serv	72 h
Cupruria*	P.Lab.Serv	72 h
Curva glicemica	ogni giorno	24 h
Dosaggio acetone (urine)	ogni giorno	24 h
Dosaggio albumina	ogni giorno	24 h
Elettroforesi dell'emoglob.	lunedì -mercoledì -venerdì	48 h
Elettroforesi proteine urin.	P.Lab.Serv	24 h
Emocromo	ogni giorno	24 h
Emoglobina glicosilata	ogni giorno	24 h
Eroina/Oppiacei*	P.Lab.Serv	24 h
Es. striscio periferico	ogni giorno	24 h
Es. del liquido seminale	ogni giorno	24 h
Test di Nordin	giovedì	48 h
Es. chimico fisico urine	ogni giorno	24 h
Fenitoina *	P.Lab.Serv	4 gg
Fenobarbital *	P.Lab.Serv	4 gg
Fibrinogeno	Lun Mer Ven	24 h
Fosfatasi acida totale	P.Lab.Serv	24 h
Fosfatasi acida prostatica	P.Lab.Serv	24 h
Fosfatasi acida non prostatica	P.Lab.Serv	24 h

Fosfatasi alcal. isoenzimi *	P.Lab.Serv	7 gg
Fosfatasi alcalina	ogni giorno	24 h
Fosfolipidi *	P.Lab.Serv	7 gg
Fosforo ( siero )	ogni giorno	24 h
Fosforo ( urine )	ogni giorno	24 h
FTA-ABS IgG*	P.Lab.Serv	72 h
Gamma G.T.	ogni giorno	24 h
Glicemia frazionata	ogni giorno	24 h
Glicemia post-prandiale	ogni giorno	24 h
Glicemia	ogni giorno	24 h
Glicosuria frazionata	ogni giorno	24 h
Glicosuria	ogni giorno	24 h
Glucosio 6P deidrogenasi*	P.Lab.Serv	72 h
Goccia colata	ogni giorno	24 h
Gruppo e Fattore RH	ogni giorno	24 h
Idrossiprolinuria*	P.Lab.Serv	72 h
Immunocompl. circolanti *	P.Lab.Serv	7 gg
Immuno elettroforesi sierica*	P.Lab.Serv	72 h
Immunoglobuline	ogni giorno	96 h
Indice di dibucaina	P.Lab.Serv	24 h
Lipasi	P.Lab.Serv	24 h
LDH	ogni giorno	24 h
Isoanticorpi anti A e B*	P.Lab.Serv	72 h
Lipidi totali	ogni giorno	24 h
Lipidogramma	lunedì - mercoledì - venerdì	24 h
Litio	ogni giorno	24 h
M.N.I. Bouty*	P.Lab.Serv	72 h
Magnesio ( siero )	ogni giorno	24 h
Magnesio ( urine )	ogni giorno	24 h
Microalbuminuria*	P.Lab.Serv	7 gg
Mucoproteine	ogni giorno	96 h
O.C.T.*	P.Lab.Serv	7 gg
	ESAME	AVVIO
		CONSEGNA
Potassio	ogni giorno	24 h
Potassuria	P.Lab.Serv	24 h
Proteine Bence Jones	ogni giorno	24 h
Proteine C reattiva	ogni giorno	24 h
Proteine totali	ogni giorno	24 h
Proteinuria delle 24 h	ogni giorno	24 h
Prove emogeniche vascolari	ogni giorno	24 h
Pseudocolinesterasi	ogni giorno	24 h
Piastrine	ogni giorno	24 h
Quadro P.elettroforetico	ogni giorno	24 h
Rapporto CaU/CreatU	ogni giorno	24 h
Rapporto PU/CreatU	ogni giorno	24 h
Rapporto IdrprU/CreatU	giovedì	48 h
Reazione di Wasserman	Ogni giorno	72 h
Resistenza globulare*	P.Lab.Serv	72 h
Reticolociti	ogni giorno	24 h
Reuma test	ogni giorno	24 h
Riba III generazione*	P.Lab.Serv	5 gg
Salicilemia*	P.Lab.Serv	72 h
Serotonina ( urine )*	P.Lab.Serv	7 gg
Sideremia	ogni giorno	24 h
Sodiemia	ogni giorno	24 h
Sodio ( urine )	P.Lab.Serv	24 h
Streptozyne	P.Lab.Serv	24 h
Tacrolimus*	P.Lab.Serv	72 h
T.A.S.	ogni giorno	24 h
T.P.H.A.*	P.Lab.Serv	72 h
Tempo di Howell*	P.Lab.Serv	24 h
Tempo di Protrombina (PT)	Lun – Mer - Ven	24 h
Test allo Xilosio*	P.Lab.Serv	72 h
Test du Coombs diretto	ogni giorno	24 h
Test di Coombs indiretto	ogni giorno	24 h
Test di gravidanza	ogni giorno	24 h
Test di Sia*	P.Lab.Serv	72 h

Transaminasi ( GOT-GPT )	ogni giorno	24 h
Transferrina insatura	ogni giorno	48 h
Transferrina satura	ogni giorno	48 h
Transferrina totale	ogni giorno	48 h
Trigliceridi	ogni giorno	24 h
Tromboplastina parziale (APTT)	ogni giorno	24 h
Urea	ogni giorno	24 h
Ureaplasma	ogni giorno	48 h
Uricemia	ogni giorno	24 h
Uricuria	ogni giorno	24 h
Uroporfirina*	P.Lab.Serv	72 h
V.D.R.L.	Ogni giorno	24 h
V.E.S.	ogni giorno	24 h
Vidal Wright	ogni giorno	24 h
Vitamina B12*	P.Lab.Serv	72 h
Waleer Rose	ogni giorno	24 h
Xilosuria*	P.Lab.Serv	72 h
Zinco ( urine )*	ogni giorno	24 h
Ricerca sangue occulto	ogni giorno	24 h
Antibiogramma	ogni giorno	48 h
Es. microscopico miceti	ogni giorno	24 h
Espettorato ( coltura )	ogni giorno	48 h
Es. chimico-fisico feci	ogni giorno	24 h
ESAME	AVVIO	CONSEGNA
Es. colturale per miceti	ogni giorno	48 h
Mycoplasma ( su tampone vaginale )	ogni giorno	48 h
Coprocoltura	ogni giorno	48 h
Ricerca Clamydia	ogni giorno	24 h
Scotch test	ogni giorno	48 h
Spermicoltura	ogni giorno	48 h
Tampone auricolare	ogni giorno	48 h
Tampone congiuntivale	ogni giorno	48 h
Tampone faringeo	ogni giorno	48 h
Tampone linguale	ogni giorno	48 h
Tampone nasale	ogni giorno	48 h
Tampone ombelicale	ogni giorno	48 h
Tampone ascessi, essudati, trasudati	ogni giorno	48 h
Tampone rettale Salmonella	ogni giorno	48 h
HCV RNA qualitativo*	P.Lab.Serv	10 giorni
HCV RNA quantitativo*	P.Lab.Serv	10 giorni
Mappa cromosomica*	P.Lab.Serv	20 giorni
Genotipo RNA*	P.Lab.Serv	10 giorni
Cromatina sessuale*	P.Lab.Serv	72 h